



Monconi Corti Hex-Lock® e Sistema Protesico



Il restauro posteriore diventa semplice, immediato e conveniente.

I restauri posteriori presentano alcuni problemi sia per il dentista che per il laboratorio. Uno spazio interocclusale limitato nel quale lavorare, una visibilità ridotta e, naturalmente, lunghi tempi di preparazione. Ora la Zimmer risolve questi problemi con il nuovo Moncone Corto *Hex-Lock* e con il Sistema Protesico, corrispondente progettati per semplificare l'intera procedura del restauro posteriore, e che risultano sia efficaci che facili da utilizzare.

Grazie alla altezza ridotta del cono, ai suoi margini predeterminati e alla sua convenienza immediata (off-the-shelf), i tempi di preparazione alla poltrona possono essere significativamente ridotti. Il protocollo di restauro è identico a quello della nostra linea di Monconi Anatomici *Hex-Lock*, e non richiedono l'apprendimento di nuove procedure. E inoltre con il codice colore che corrisponde ai profili di emergenza, avrete a disposizione un sistema semplice, immediato, conveniente, e intuitivo.

Caratteristiche dei Monconi Anatomici Hex-Lock:

- Profilo più corto (cono di 4 mm), specificamente progettato per spazi interocclusali posteriori limitati e margini predeterminati per ridurre o eliminare la necessità di preparazione
- Margini dritti e continui intorno al moncone consentono un inserimento semplice in qualsiasi orientamento
- Il profilo del colletto del moncone si estende al di sotto del margine lasciando spazio per i tessuti molli intorno all'impianto, senza compromettere la resistenza o l'estetica
- Un Sistema completo Protesico per Monconi Corti, che include tutti i componenti necessari per rilevare facilmente l'impronta e consentire un carico provvisorio immediato, con un notevole risparmio di tempo alla poltrona e di costi.
- Ideale per l'uso sia in protocolli chirurgici monofasici che bifasici



Compatibilità e semplicità ad ogni livello.

I Monconi Corti *Hex-Lock* sono disponibili per tutti gli impianti *Tapered Screw-Vent®* e sostengono tutte le nostre piattaforme protesiche. Disponibili con tre profili di emergenza, due differenti altezze del colletto, un sistema per restauro protesico completo e una serie di altre caratteristiche, il nuovo Moncone Corto *Hex-Lock* e il nuovo Sistema Protesico garantiscono semplicità a ogni livello.

- Le cappette per impronta a scatto, con codice colore, consentono di rilevare facilmente l'impronta a livello del moncone
- Le Cappette Provvisorie contribuiscono a creare una corona provvisoria, che aiuta la corretta formazione del tessuto gengivale in attesa della realizzazione della protesi finale
- Gli analoghi e le cappette per ceratura facilitano il lavoro del laboratorio nella costruzione della protesi finale









Il Sistema Protesico Hex-Lock Corto include cappette di guarigione, cappette da impronta a scatto, analoghi e provvisori, e cappette per ceratura.

Codice colore per Monconi Corti Cappette da Impronta – Analoghi Hex-Lock

| Colore | Profilo di emergenza |
|-----------|----------------------|
| ◆ Marrone | ∅ 4,5 mm |
| ◆ Rosa | ∅ 5,5 mm |
| ◆ Giallo | ∅ 6,5 mm |

Moncone Corto Hex-Lock

| |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---|---|---|--|---|---|
| Codice | SA341 | SA342 | SA451 | SA452 | SA561 | SA562 |
| Piattaforma impianto | ∅ 3,5 mm | ∅ 3,5 mm | ∅ 4,5 mm | ∅ 4,5 mm | ∅ 5,7 mm | ∅ 5,7 mm |
| Emergenza del profilo | ∅ 4,5 mm | ∅ 4,5 mm | ∅ 5,5 mm | ∅ 5,5 mm | ∅ 6,5 mm | ∅ 6,5 mm |
| Altezza colletto | ∅ 1 mm | ∅ 2 mm | ∅ 1 mm | ∅ 2 mm | ∅ 1 mm | ∅ 2 mm |

Cappetta Guarigione corta

| |  |  |  |
|-----------------------|---|---|---|
| Codice | SAHEAL4 | SAHEAL5 | SAHEAL6 |
| Emergenza del profilo | ∅ 4,5 mm | ∅ 5,5 mm | ∅ 6,5 mm |

Kit Protesico Corto

(∅ 5,5 mm misura indicata)

| |  |  |  |
|-----------------------|---|---|---|
| Codice | SAKIT4 | SAKIT5 | SAKIT6 |
| Emergenza del profilo | ∅ 4,5 mm | ∅ 5,5 mm | ∅ 6,5 mm |

Per ulteriori informazioni sui Monconi Corti Hex-Lock visitateci online all'indirizzo www.zimmerdental.com o per parlare con un nostro rappresentante, chiamate Zimmer Dental Italy, tel. 0438 555573

Per ricevere il nostro eNews visitateci all'indirizzo:
http://www.zimmerdental.com/news_eNewsLetterSignUp.aspx

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti e sui nostri programmi educativi, contattateci:

Negli U.S.A: 1 (800) 854-7019
Per ordini via fax 1 (888) 225-2483
Negli U.S.A: +1 (760) 929-4300
Australia +61 (0)2 9950 5434 o 1 (800) 241 916
Canada +1 (905) 567-2073 o 1 (800) 265-0968

Francia +33 (0)1 45 12 35 35
Germania +49 (0)761 1 56/47 0
Israele +972 (0)3 6124242
Italia +39 043 855 5573
Spagna +34 93 846 05 43



Zimmer Dental Italy
Via Matteotti, 98
31029 Vittorio Veneto
Italia

www.zimmerdental.com